

Anticorpo Monoclonale Anti-Oxr1 Per Wb, If-P, Elisa - Q8N573

Numero articolo: CM0006535

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-OXR1, validato per WB, IF-P, ELISA. Rileva isoforme da 24 a 98 kDa in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dello stress ossidativo, della regolazione della V-ATPasi e della neuroprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OXR1 Rabbit mAb
Note/alias	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	55074
GeneID	55074
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 705-874 di OXR1 umano (NP_001185461.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8N573
Peso della proteina	24-98 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante