

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Oxr1 Per Wb Ed Elisa - Q8N573

Numero articolo: CM0019081

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro OXR1 umano (proteina di resistenza all'ossidazione 1), validato per Western blot ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Utile per lo studio dello stress ossidativo, della regolazione del pH del Golgi e della neuroprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OXR1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55074
GeneID	55074
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 705-874 di OXR1 umano. (NP_001185461.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N573
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio