


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oxsm Per Wb, Elisa - Q9Nwu1

Numero articolo: CM0020621



introduzione

Convalida l'anticorpo policlonale di coniglio OXSM per Western blot ed ELISA. Reagisce con la 3-oxoacil-ACP sintasi mitocondriale umana, di topo e di ratto. Supporta studi sulla biosintesi degli acidi grassi, sul metabolismo lipidico e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	OXSM Rabbit pAb
Note/Alias	KS; CEM1; KASI; FASN2D; OXSM
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	54995
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-459 di OXSM umano (NP_060367.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NWU1
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio