


Anticorpo Policlonale Anti-Oxt Di Coniglio Per Wb, Elisa - P01178

Numero articolo: CM0016414



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro OXT umano (pro-ormone ossitocina-neurofisina 1). Validato per WB ed ELISA, reazione crociata con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul comportamento sociale e sulla biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OXT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OT; OT-NPI; OXT-NPI; OXT
Specie	Umano
Gene ID	5020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 dell'OXT umano (NP_000906.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01178
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio