


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P-Caderina Per Wb, If, Fc E Elisa - P22223

Numero articolo: CM0004106



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la P-caderina umana (CDH3), validato per WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA. Riconosce la proteina P-caderina endogena (~87/91 kDa). Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e i carcinomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-P-caderina di coniglio
Note/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1001
ID gene	1001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 108-654 della P-caderina umana (NP_001784.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P22223
Peso proteico	87kDa/91kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato