

Anticorpo Policlonale Anti Glicoproteina P Per Wb, If/Icc, Elisa - P08183

Numero articolo: CM0018597



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti glicoproteina P di alta qualità per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva la proteina ABCB1 (MDR1) umana, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla resistenza multidrug e sul trasporto di farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Glicoproteina P Rabbit pAb
Note/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glicoproteina
Specie	Umana
GeneID	5243
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 603-692 della Glicoproteina P umana (NP_000918.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P08183
Peso Proteico	141kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio