

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P Glicoproteina Per Wb, Elisa - P08183

Numero articolo: CM0002814



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la P Glicoproteina umana (ABCB1/MDR1), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla resistenza multipla ai farmaci e sul trasporto di farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KO] P Glicoproteina Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glicoproteina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5243
GeneID	5243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 393-710 della P Glicoproteina umana (P08183).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08183
Peso Proteico	141kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio