

Anti-P Glicoproteina Coniglio Pab - P08183

Numero articolo: CM0018213



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla P Glicoproteina umana (ABCB1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con il mouse. Strumento chiave per studi sulla resistenza multidrug ai farmaci e sui trasportatori ABC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P Glicoproteina Coniglio pAb
Note/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glicoproteina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5243
GeneID	5243
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 590-689 della P G Glicoproteina umana (NP_000918.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	P08183
Peso Proteico	141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio