

Anti-P150 Caf1 (Sottounità P150 Caf-1) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb E Elisa - Q13111

Numero articolo: CM0022717



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting p150 CAF1 umano (CHAF1A), la sottounità p150 del fattore di assemblaggio della cromatina-1. Validato per Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sull'assemblaggio della cromatina, la replicazione del DNA e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	p150 CAF1 Coniglio pAb
Note/Alias	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10036
GeneID	10036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di p150 CAF1 umano (NP_005474.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q13111
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio