


Anticorpo Policlonale Anti-P16-Arc/Arpc5 Per Wb, Elisa - O15511

Numero articolo: CM0029316



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARPC5 (p16-ARC) umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Strumento essenziale per studiare il complesso Arp2/3, la dinamica dell'actina e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Specie	Umano
GeneID	10092
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente amminoacidi da 1 a 154 di ARPC5 umano (NP_001257368.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15511
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio