

Anticorpo Policlonale Anti-P16 Ink4A Per Wb - P51480

Numero articolo: CM0019164

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'estremità N-terminale di p16 INK4A. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata a umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della regolazione del ciclo cellulare e della soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p16 INK4A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); p16 INK4A
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	1029
Gene ID	12578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di p16 INK4A di topo. (NP_001035744.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51480
Peso proteico	17KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio