


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-P19Arf Per Wb, Elisa - Q64364

Numero articolo: CM0021935



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro p19ARF di topo (Soppressore tumorale ARF), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con umano. Adatto per studi sul ciclo cellulare e sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p19ARF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Arf; MTS1; Pctr1; p19ARF; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf;
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	1029
GeneID	12578
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del p19ARF di topo (NP_034007.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q64364
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio