


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-P23/Ptges3 Per Ihc-P, Elisa - Q15185

Numero articolo: CM0017453



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a P23/PTGES3 (cPGES), convalidato per IHC-P ed ELISA. Rileva proteine umane, murine e di ratto; reagente chiave per lo studio della sintesi della prostaglandina E2 e delle funzioni di chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P23/PTGES3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P23, TEBP, cPGES
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10728
ID Gene	10728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di P23/PTGES3 umano (NP_006592.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15185
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio