


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P23/Ptges3 Per Wb E Elisa - Q15185

Numero articolo: CM0030506



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting PTGES3 umano (Prostaglandina E sintasi 3, cPGES). Validato per Western blotting e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della biosintesi delle prostaglandine, della funzione chaperone e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P23/PTGES3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Specie	Umano
ID gene (Umano)	10728
ID gene	10728
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di P23/P23/PTGES3 umano (NP_006592.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15185
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio