

Anticorpo Policlonale Anti-P2Rx2 Per Wb, Elisa - Q9Ubl9

Numero articolo: CM0029409



introduzione

P2RX2 Rabbit pAb per WB ed ELISA. Rileva il recettore purinergico P2X 2 umano, di topo e di ratto, un canale ionico attivato da ATP coinvolto nell'udito e nella neurotrasmissione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P2RX2 Rabbit pAb
Note/Alias	P2X2; DFNA41; P2RX2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22953
ID Gene	22953
Immunogeno	Proteina ricombinante di P2RX2 umano (amminoacidi 60-320)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBL9
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio