

Anticorpo Policlonale Anti-P2Rx3 Per Wb, Elisa - P56373

Numero articolo: CM0017305



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per P2RX3 umano (recettore purinergico P2X 3), adatto per WB ed ELISA. Rileva P2RX3 di topo e ratto. Il bersaglio è un canale ionico attivato da ATP coinvolto nell'elaborazione sensoriale e nella percezione del dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P2RX3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P2X3; P2RX3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5024
Gene ID	5024
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P56373
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio