

Anticorpo Policlonale Anti-P2Rx4 Per If/Icc, If-P, Elisa - Q99571

Numero articolo: CM0024352



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro P2RX4 umano (P2X4 purinoceptor, canale cationico dipendente da ATP). Convalidato per IF/ICC, IF-P, ELISA. Rileva P2RX4 umano e di ratto. Ideale per studiare la risposta immunitaria e la neuroinfiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P2RX4 Rabbit pAb
Note/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Specie	Umana
GeneID	5025
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 111-211 di P2RX4 umano (NP_002551.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q99571
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio