

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P2Rx4 Per Wb, If-P, Elisa - Q99571

Numero articolo: CM0004889



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro P2RX4 umano (recettore purinergico P2X4). Validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Uno strumento utile per studiare i canali ionici attivati da ATP in immunologia e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio P2RX4
Osservazioni/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Specie	Umano
GeneID	5025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 55-338 di P2RX4 umano (NP_002551.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99571
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio