

Anticorpo Polymab® Di Coniglio Anti-P2Rx4 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99571

Numero articolo: CM0011340



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio ad alta sensibilità anti-P2RX4, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva il purinocettore P2X4 umano, murino e di ratto; ideale per la ricerca immunologica e neuroscientifica. ~43 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	P2RX4 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5025
GeneID	5025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-338 del P2RX4 umano (NP_110378.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99571
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio