

Anticorpo Policlonale Anti-P2Rx5 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q93086

Numero articolo: CM0016007

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro P2RX5 umano (P2X5, LRH-1), validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per lo studio dei canali ionici regolati dall'ATP nei tessuti cerebrali e immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	P2RX5 Rabbit pAb
Note/alias	P2X5; LRH-1; P2X5R; P2RX5
Specie	Umano
GeneID (umano)	5026
GeneID	5026
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 341-422 di P2RX5 umano (NP_002552.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q93086
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante