


Anticorpo Policlonale Anti-P2Rx7 Per Wb, Elisa - Q99572

Numero articolo: CM0015480



introduzione

P2RX7 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso mouse e ratto. Bersaglio: recettore P2X7 (Q99572), un canale ionico attivato da ATP coinvolto nell'infiammazione e nella morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P2RX7 Rabbit pAb
Note/Alias	P2X7; P2RX7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5027
Gene ID	5027
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 47-334 di P2RX7 umano (NP_002553.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse, Ratto
SWISS	Q99572
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio