

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-P2Ry1 Per Wb E Elisa - P47900

Numero articolo: CM0029089



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana P2RY1 (P2Y1 purinoceptor 1), convalidato per WB e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Utile per lo studio dell'aggregazione piastrinica mediata da ADP e dell'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	Note/Alias	Specie	GenelD (Uomo)	GenelD	Immunogeno	Sorgente	Categoria	Applicazione	Reattività crociata	SWISS	Peso proteico	Spedizione
P2RY1 pAb di coniglio	P2Y1, SARCC, P2RY1	Uomo	5028	5028	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 274-373 della P2RY1 umana (NP_002554.1).	Coniglio	Anticorpi policlonali	WB, ELISA	Uomo, Topo, Ratto	P47900	42kDa	Sacco di ghiaccio