

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P2Ry10 Per Wb, Elisa - 000398

Numero articolo: CM0024036



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro P2RY10 (putativo P2Y purinoceptor 10), validato per Western blot e ELISA. Reagisce a cross con uomo, topo e ratto. Utile per lo studio della segnalazione purinergica accoppiata a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	P2RY10 Rabbit pAb
Note / Alias	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	27334
GeneID	27334
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200 e l'estremità C-terminale di P2RY10 umano (NP_001311147.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O00398
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio