

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P2Ry11 Per Wb, Elisa - Q96G91

Numero articolo: CM0023711

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira il recettore purinergico P2Y 11 (P2RY11) umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dei recettori accoppiati a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P2RY11 Rabbit pAb
Note/Alias	P2Y11; P2RY11
Specie	Umana
GeneID (umana)	5032
GeneID	5032
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-379 di P2RY11 umano (NP_002557.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96G91
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio