


Anticorpo Policlonale Anti-P2Ry12 Per Wb, If-P, Elisa - Q9H244

Numero articolo: CM0022821



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro P2RY12 umano (purinocettore P2Y 12), validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce anche con antigeni umani, murini e di ratto. Essenziale per la ricerca sull'aggregazione piastrinica e sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	P2RY12 Rabbit pAb
Note/Alias	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(12)R; P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2RY12
Specie	Umano
GeneID	64805
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 243-342 di P2RY12 umano (NP_795345.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H244
Peso della proteina	39kDa
Spedizione	Confezione refrigerante