

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P2Ry14 Per Wb, Ihc-P E Elisa - Q15391

Numero articolo: CM0027869



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro P2RY14 umano (recettore P2Y14, GPR105), validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dell'UDP-glucosio e della biologia dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P2RY14 Rabbit pAb
Note/Alias	P2Y14; BPR105; GPR105; P2RY14
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9934
GeneID	9934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 209-338 di P2RY14 umano (NP_055694.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15391
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio