


Anticorpo Policlonale Anti-P2Ry2 Per Wb, Elisa - P41231

Numero articolo: CM0013723



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia P2RY2 umano (P41231), convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P2RY2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5029
GeneID	5029
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 278-377 di P2RY2 umano (NP_788086.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P41231
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio