


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P2Ry2 Per Wb, Elisa - P41231

Numero articolo: CM0030382



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore purinergico P2Y 2 umano (P2RY2), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con proteine umane e murine. Adatto per studi di segnalazione GPCR. Peso molecolare approssimativo: 42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	P2RY2 Rabbit pAb
Note/Alias	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5029
GeneID	5029
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P41231
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio