

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P2Y12 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Cpv9

Numero articolo: CM0002872

introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-P2Y12 validato per Western blot, IF-paraffina ed ELISA. Rileva P2Y12 di topo e ratto, un recettore ADP piastrinico cruciale per la ricerca sull'emostasi e la trombosi. Ideale per studi sulla coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P2Y12 Rabbit mAb
Note/Alias	P2Y12; 2900079B22Rik; 4921504D23Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	28996
GeneID	70839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-347 di P2Y12 di topo (Q9CPV9)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9CPV9
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio