


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-P38 Mapk (Validato Ko) Per Wb, Elisa - Q16539

Numero articolo: CM0008646



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-p38 MAPK validato KO per Western blot e ELISA. Rileva p38 MAPK umana, murina e rat (41 kDa). Adatto per ricerche sulla segnalazione MAPK, infiammazione e risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | [Validato KO] p38 MAPK Rabbit mAb                                                    |
| Osservazioni/Alias  | RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; PK |
| Specie              | Umano                                                                                |
| GeneID (Umano)      | 1432                                                                                 |
| GeneID              | 1432                                                                                 |
| Immunogeno          | Peptide sintetico                                                                    |
| Fonte               | Coniglio                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                            |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Rat                                                                    |
| SWISS               | Q16539                                                                               |
| Peso proteico       | 41kDa                                                                                |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                   |