


Anticorpo Policlonale Anti-P38 Mapk Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16539

Numero articolo: CM0013074



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro p38 MAPK umano (MAPK14), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione da stress, infiammazione e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p38 MAPK Rabbit pAb
Note/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Specie	Umano
Gene ID	1432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 261-360 di p38 MAPK umano (NP_620581.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16539
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio