


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P38 Mapk Per Wb - Q16539

Numero articolo: CM0016520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro p38 MAPK umana (SWISS: Q16539). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Rileva una proteina di 41 kDa. Adatto per la ricerca su infiammazione, apoptosi e stress cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	p38 MAPK Rabbit pAb
Note/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1432
GeneID	1432
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 261-360 di p38 MAPK umana (NP_620581.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16539
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio