

Anticorpo Policlonale Anti-P47Phox/Ncf1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14598

Numero articolo: CM0016184



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro p47phox/NCF1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica, immunoprecipitazione ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Utile per lo studio della funzione dell'ossidasi NADPH e della granulomatosi cronica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p47phox/NCF1 Rabbit pAb
Note/Alias	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Specie	Umano
GeneID	653361
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-390 di p47phox/NCF1 umano (NP_000256.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14598
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio