


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-P4Ha1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P13674

Numero articolo: CM0013777



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia P4HA1 umano. Convalidato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva una banda di 61 kDa; reagisce con specie umana, topo e ratto. Fondamentale per la ricerca sulla biosintesi del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P4HA1 Rabbit pAb
Note/Alias	P4HA; P4HA1
Specie bersaglio	Uomo
GeneID (Uomo)	5033
GeneID	5033
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 235-534 di P4HA1 umano (NP_001017962.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13674
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato