

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P4Ha2 Per Wb, Elisa - O15460

Numero articolo: CM0006882



introduzione

Affidabile anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la P4HA2 umana, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'idrossilazione del collagene, la fibrosi e l'attività della prolil 4-idrossilasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	P4HA2 Rabbit mAb
Note/Alias	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8974
GeneID	8974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-333 della P4HA2 umana (NP_004190.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O15460
Peso proteico	61 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio