

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-P4Ha2 Per Wb, Elisa - O15460

Numero articolo: CM0006875

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio affidabile che bersaglia P4HA2 umano, validato per Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sull'idrossilazione del collagene, la fibrosi e l'attività proil 4-idrossilasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P4HA2 Rabbit mAb
Note/Alias	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8974
GeneID	8974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-333 di P4HA2 umano (NP_004190.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O15460
Peso proteico	61 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio