

Anticorpo Policlonale Anti-P4Ha2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15460

Numero articolo: CM0026932



introduzione

L'anticorpo policlonale P4HA2 di coniglio rileva la P4HA2 umana (61kDa) tramite WB, IF/ICC ed ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. È ideale per studiare l'idrossilazione del collagene e la biologia della matrice extracellulare nei tessuti di cuore, placenta, polmone e pancreas.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P4HA2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	8974
ID Gene	8974
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 239-333 della P4HA2 umana (NP_004190.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15460
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio