

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P4Ha3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z4N8

Numero articolo: CM0013194

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro P4HA3 per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva P4HA3 umano, murino e di ratto, una subunità della prolil 4-idrossilasi del collagene. Adatto per studi sulla matrice extracellulare e sulla fibrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | P4HA3 pAb di coniglio                                                                                                        |
| Note/Alias          | P4HA3                                                                                                                        |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (umano)      | 283208                                                                                                                       |
| GeneID              | 283208                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-110 di P4HA3 umano (NP_878907.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q7Z4N8                                                                                                                       |
| Peso della proteina | 61 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                           |