

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-P4Hb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07237

Numero articolo: CM0002132



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio P4HB validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con P4HB umano, murino e ratto, una proteina disolfuro-isomerasi di 57 kDa coinvolta nella regolazione redox e nel ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P4HB Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5034
GeneID	5034
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 409-508 di P4HB umano (P07237)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P07237
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio