

Anti-P4Hb Rabbit Polyclonal Antibody Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07237

Numero articolo: CM0016551



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro P4HB umano (Proteina disolfuro-isomerasi) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per lo studio del ripiegamento proteico, dello stress del RE e della biosintesi del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P4HB Rabbit pAb
Note/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DBDB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Specie	Umano
GeneID	5034
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 329-508 di P4HB umano (NP_000909.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07237
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio