

Polimab® Anti-P4Hb Coniglio Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07237

Numero articolo: CM0002026



introduzione

P4HB Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale contro la proteina disolfuro-isomerasi, validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della formazione dei legami disolfuro e del ripiegamento proteico nel reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P4HB Rabbit PolymAb®
Note/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5034
ID gene	5034
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 329-508 della P4HB umana (NP_000909.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07237
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio