

Anticorpo Monoclonale Anti-P53 Dinp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96A56

Numero articolo: CM0012768

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro p53 DINP1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	p53 DINP1 Rabbit mAb
Note/Alias	SIP; Teap; p53DINP1; TP53DINP1; TP53INP1A; TP53INP1B; p53 DINP1
Specie	Umano
Gene ID	94241
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di p53 DINP1 umano (Q96A56)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96A56
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio