

Anti-P53 (Fosfo S392) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb E Elisa - P04637

Numero articolo: CM0000757



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro la p53 umana alla serina 392, validato per Western blot e ELISA con reattività crociata con ratto. Ideale per lo studio della risposta al danno del DNA, dell'apoptosi e delle vie di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-p53-S392 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S392
Specie	Umano
GenelD	7157
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S392 della p53 umana (P04637)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio