


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-P53 Per Wb, Ip, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0002946



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro p53 umano (P04637). Validato KO per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con umano. Ideale per la ricerca sul soppressore tumorale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] p53 Anticorpo monoclonale di Coniglio
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; 53
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7157
ID Gene	7157
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-393 di p53 umano (NP_000537.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio