


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P53 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc - P02340

Numero articolo: CM0010622



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio p53 validato KO per Western blot, IHC-P e IF/ICC. Rileva p53 umano, di topo, di ratto. Immunogeno peptide sintetico, 43 kDa. Per la ricerca sul cancro e studi sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	[Validato KO] p53 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
Specie	Topo
GenelD (Umano)	7157
GenelD	22059
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02340
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio