


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-P53 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02340

Numero articolo: CM0018896



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al soppressore tumorale p53. Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA in campioni umani e murini. Adatto per ricerche su apoptosi, ciclo cellulare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p53 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	7157
GenelD	22059
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 290-390 del p53 murino (NP_035770.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P02340
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio