


Anti-P53 Rabbit Polymab® (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0006844



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO contro p53 umano. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Immunogeno proteina ricombinante, cross-reattivo con l'essere umano. Ideale per la ricerca sul cancro e studi sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] p53 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7157
GenelD	7157
Immunogeno	Proteina ricombinante di p53 umano.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio