

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P60 Caf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Numero articolo: CM0010482



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro p60 CAF1 umano (CHAF1B), un fattore di assemblaggio della cromatina coinvolto nell'assemblaggio dei nucleosomi durante la replicazione e la riparazione del DNA. Validato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio p60 CAF1
Note/Alias	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	8208
ID del gene	8208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 459-559 di p60 CAF1 umano (Q13112)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13112
Peso della proteina	61kDa
Spedizione	Borsa refrigerante