

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-P60 Caf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Numero articolo: CM0024710



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-p60 CAF1 umano (CHAF1B, CAF-1 p60) validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce uomo, topo, ratto. Ideale per studi sull'assemblaggio della cromatina e sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p60 CAF1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	8208
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-559 della p60 CAF1 umana (NP_005432.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13112
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio