

Anticorpo Policlonale Anti-P63 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3D4

Numero articolo: CM0017601



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la p63 (TP63) umana validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con esseri umani, topo, ratto. Uso nella ricerca su apoptosi, biologia delle cellule staminali epiteliali e sviluppo degli arti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p63 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8626
ID gene	8626
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della p63 umana (NP_003713.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H3D4
Peso proteico	45-77 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio